

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش



Turn- Around- Time

جدول TAT یا چرخه کاری آزمایشات

(زمان انتظار برای جواب)



این دفتر شامل اطلاعات زیر میباشد :

- ۱ - اسامی تست ها بترتیب الفبا
- ۲ - نوع نمونه مورد نیاز برای هر تست
- ۳ - حجم مورد نیاز برای هر تست
- ۴ - زمان انتظار برای جواب
- ۵ - شرایط نگهداری نمونه پس از نمونه گیری تا زمان ارسال
- ۶ - ملاحظات مختلف در خصوص برخی از نمونه ها



تاریخ بازنگری بعدی : تیرماه ۱۴۰۴

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
17- Ketosteroids	U24	۵	۷	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
17- OH progesterone	U24	۵	۷	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۴ روز در یخچال و	
2 ME	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
5-HIAA	U24	۵	۷	۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد
ACE	S	۰/۵	۲	۶۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	نمونه سرعت جدا شود
Acetylcholine Receptor Ab.	S	۱	۱۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	نمونه سرعت جدا شود
Acid Phosphatase prostatic	S	۰/۵	۲	۱۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ ساعت در اتاق و	بعلت تغییر در PH آزمایش بایستی سرعت انجام شود
Acid Phosphatase total	S	۰/۵	۲	۱۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ ساعت در اتاق و	بعلت تغییر در PH آزمایش بایستی سرعت انجام شود
ACTH	PE	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۶ ساعت در یخچال و	پلاسما در لوله پلاستیکی سریع جدا و روی یخ ارسال شود
ADA, Serum and Body fluid	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
Albumin	S	۰/۵	۱	۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Aldolase	S	۰/۵	۲	۶۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	نمونه سرعت جدا شود. برای انجام روی یخ ارسال شود
Aldosterone	S	۱	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۳ روز در یخچال و	نمونه سرعت جدا شود
Alfa-fetoprotein, AFP	S	۰/۵	۲	۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Alkaline Phosphatase	S	۰/۵	۱	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ ساعت در یخچال و	حداکثر بعد از ۲ ساعت آزمایش انجام شود
Allergens , Food allergens	S	۱/۵	۱۰	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	همراه نمونه پرسشنامه مخصوص بایستی ارسال شود
Alpha 1 antitrypsin	S	۰/۵	۳	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Alpha Heavy chain Serum	S	۰/۵	۱۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
AMA	S	۰/۵	۵	۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Amino Acids , HPLC	PE	۱	۱۴	۷ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ ساعت در یخچال و	
Ammonia	PE	۱	۲	۳۰ روز در فریزر ۷۰-درجه و ۲۰ دقیقه در یخچال و	آزمایش بایستی سرعت انجام شود برای انجام روی یخ ارسال شود
Amylase Serum,	S	۱	۱	۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
ANA	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۳ روز در یخچال و	
ANCA	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
ANCA - C	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
ANCA - P	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Androstenedione	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۰ روز در یخچال و	نمونه ب سرعت جدا شود
Anti B2-Glycoprotein Ab(IgG, IgM)	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	نمونه به سرعت جدا شود
Anti Borrelia (IgM, IgG)	S	۰/۵	۱۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Anti Brucella Ab (IgM, IgG)	S	۰/۵	۴	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد
Anti Cardiolipin Ab (IgG, IgM)	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	
Anti CCP	S	۰/۵	۳	۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۳۰ روز در یخچال و	
Anti Centromere Antibody	S	۰/۵	۳	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	
Anti Chlamidia Ab (IgM, IgG)	S	۰/۵	۳	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Anti Chlamidia pneumonia Ab(IgM, IgG)	S	۰/۵	۳	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Anti CMV Ab (IgM, IgG)	S	۰/۵	۶	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Anti ds-DNA	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۳ روز در یخچال و	
Anti EBV (IgM, IgG)	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Anti Echinococcus Ab	S	۱	۱۵	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Anti Endomysial Ab (IgA, IgG)	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	
Anti Fasciola.Ab	S	۱	۱۵	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Anti GAD	S	۱	۱۵	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	
Anti GBM Ab	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Anti Gliadin Ab (IgA, IgG)	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
Anti HAV (Total)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti HAV(IgM)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti HCV	S	۰/۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti HDV Ab (Total)	S	۱	۷	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Helicobacter pylori(IgA,IgM,IgG)	S	۱	۴	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti HIV 1-2	S	۰/۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti HSV1-2 (IgG, IgM)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti HTLV1-2	S	۰/۵	۵	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti intrinsic factor	S	۱	۱۲	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti JO1 Ab	S	۰/۵	۴	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti La	S	۰/۵	۲	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Leishmania Ab	S	۰/۵	۱۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Listeria (IgM, IgG)	S	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti LKM -1 Ab	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Measles Ab(IgM, IgG)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Mitochondrial Ab	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Mullerian Hormon (AMH)	S	۰/۵	۳	۰ روز در یخچال و ۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه به سرعت جدا شود
Anti Mumps Ab(IgM, IgG)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Mutated Citrullinated Vimentin(MCV)	S	۱	۱۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Mycoplasma Hominis Ab (IgA, IgG)	S	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Mycoplasma Pneumonia(IgG, IgM)	S	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Myeloperoxidase	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
Anti Phospholipid Ab (IgG, IgM)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti PR3.Ab	S	۰/۵	۲	۱۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti RNP	S	۰/۵	۴	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti RO	S	۰/۵	۲	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Saccharomyces Cerevisiae ASCA	S	۰/۵	۴	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti SCL 70	S	۰/۵	۴	۱۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Sm , Smit	S	۰/۵	۴	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Smooth Muscle Ab , ASMA	S	۱	۴	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Sperm Ab (Serum)	S	۱	۱۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti SS-A	S	۰/۵	۲	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti SS-B	S	۰/۵	۲	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Thrombin III	PC	۰/۵	۳	۴ روز در یخچال و ۶۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	سریعاً نمونه از لخته جدا شود
Anti Thyroglobulin	S	۰/۵	۲	۱ ساعت در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Thyroid peroxidase Ab, Anti TPO	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Tissue Transglutaminase (IgA, IgG)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Toxocara.Ab	S	۰/۵	۱۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Toxoplasma Ab (IgM, IgG)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti Treponema pallidum	S	۰/۵	۱۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Anti VZV(IgG, IgM)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
APCA	S	۱	۵	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	همزمان یک نمونه CBC تازه از همسر بیمار ارسال شود
Apolipoprotein A	S	۰/۵	۳	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Apolipoprotein B	S	۰/۵	۳	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
ASCA Ab.	S	۰/۵	۴	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۳ روز در یخچال و	
Bence Jones protein	U	۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۳ روز در یخچال و	
Beta 2 Glycoproteine (IgG , IgM)	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	سریعا نمونه از لخته جدا شود
Beta 2 Microglobulin	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Borrelia Ab. (IgG , IgM)	S	۰/۵	۱۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Brucella Ab. (IgG , IgM)	S	۰/۵	۵	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد
C - ANCA	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
C - Peptid	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
C Reactive Protein Quantitative , hs-CRP	S	۰/۵	۳	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
C. difficil Antigen in Stool	F	۵ gr	۱	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
CEA	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
C1 Inhibitor	S	۰/۵	۳	۶۰ روز در فریزر ۷۰-درجه و ۱ ساعت در یخچال و	
C1q	S	۰/۵	۳	۶۰ روز در فریزر ۷۰-درجه و ۱۲ ساعت در یخچال و	
C3	S	۰/۵	۳	۶۰ روز در فریزر ۷۰-درجه و ۱۲ ساعت در یخچال و	اجزا کمپلمان نسبت به حرارت حساس هستند نمونه بسرعت جدا شود
C4	S	۰/۵	۳	۶۰ روز در فریزر ۷۰-درجه و ۱۲ ساعت در یخچال و	اجزا کمپلمان نسبت به حرارت حساس هستند نمونه بسرعت جدا شود
CA 125	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
CA 15-3	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
CA 19-9	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	سریعا نمونه از لخته جدا شود
CA 72-4	S	۰/۵	۵	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
CA-242	S	۰/۵	۵	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Calcitonin	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۴ روز در یخچال و	سرم سریع جدا شود
Calprotectin In stool	F	۵ gr	۳	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
Cardiolipin Ab. (IgG , IgM)	S	۰/۵	۲	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
CD Markers, Flowcytometry	WB	۲	۷	۱۲ ساعت در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Ceruloplasmin	S	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
CH50	S	۰/۵	۴	۱۲ ساعت در یخچال و ۶۰ روز در فریزر ۷۰-درجه	اجزا کمپلمان نسبت به حرارت حساس هستند نمونه بسرعت جدا شود
Chlamidia Ab (IgM, IgG)	S	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Chloride	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Circulating Immune Complex, CIC	S	۰/۵	۷	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Clostridium difficile toxin	F	۵ gr	۱	۲ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Cold Agglutinin	S	۰/۵	۱	۱ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	سرنگ نمونه گیری و لوله آزمایش به ۳۷ درجه برسد
Cold Hemolysin	S	۰/۵	۲	۱ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Copper	S	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Cortisol	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
C-peptide	S	۰/۵	۲	۱ ساعت در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	سرم سریع جدا شود
CPK	S	۰/۵	۱	۲ روز در یخچال و ۶۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
CPK MB	S	۰/۵	۱	۱ روز در یخچال و ۶۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد
Cryoglobulin	S	۰/۵	۲	۱ ساعت در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	سرم سریع جدا شود
CSF ADA	BF	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
CSF CRP quantitative	BF	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
CSF electrophoresis , OCB	BF	۰/۵	۱۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	همراه نمونه پرسشنامه مخصوص بایستی ارسال شود
CSF IgG index	BF	۰/۵	۱۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	به همراه نمونه مایع نخاع یک نمونه سرم نیز ارسال شود
CSF Routine Analysis	BF	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
cTn I	S	۰/۵	۱	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
Cyclosporine	WB	۲	۸	۳ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Cystatin C	S	۰/۵	۵	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Cystin in Urine	U	۵	۴	۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
D-dimer	PC	۰/۵	۱	۴ ساعت در یخچال و ۱۴ روز در فریزر ۲۰-درجه	پلاسما در دمای اتاق تا ۸ ساعت و روی یخ تا ۲۴ ساعت قابل نگهداری است
DHEA-S	S	۰/۵	۲	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Digoxin	S	۰/۵	۱	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Dihydrotestosterone , DHT	S	۰/۵	۴	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Dopamine	U	۵	۷	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
EBV , VCA (IgG , IgM)	S	۰/۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Electrophoresis , Hb.	WB	۲	۶	۷ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Electrophoresis , Protein	S	۰/۵	۶	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Entamoeba histolytica antibody	S	۰/۵	۱۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Epinephrine Serum	S	۰/۵	۷	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد ۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Erythropoietin , EPO	S	۰/۵	۱۰	نمونه سرعت جدا شود ۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Estradiol	S	۰/۵	۲	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Estriol Unconjugated	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Estrogen Total	S	۰/۵	۲	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
F.S.H	S	۰/۵	۲	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Factor V leiden , APCR	PC	۰/۵	۵	۸ ساعت در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه سرعت جدا شود
FANA	S	۰/۵	۵	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Fasciola Ab.	S	۰/۵	۱۵	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
FDP	PC	۰/۵	۱	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	پلاسما در دمای اتاق تا ۸ ساعت و روی یخ تا ۲۴ ساعت قابل نگهداری است

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
Fecal C. diffcil Antigen	F	۵ gr	۲	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Ferritin	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Fibrinogen	PC	۰/۵	۲	۸ ساعت در یخچال و ۷ روز در فریزر ۲۰-درجه	پلاسما در دمای اتاق تا دو ساعت قابل نگهداری است
Folic Acid	S	۰/۵	۲	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه در معرض نور نباشد
Free Beta HCG	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Free Cortisol	U24	۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Free Kappa , Serum	S	۰/۵	۱۲	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه به سرعت جدا شود
Free Lambda , Serum	S	۰/۵	۱۲	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه به سرعت جدا شود
Free PSA	S	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Free T3	S	۰/۵	۲	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Free T4	S	۰/۵	۲	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Free Testosterone	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
FTA Abs	S	۰/۵	۷	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
G6PD	WB	۲	۱	۲ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Gamma Glutamyl Transferase	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Gastrin	S	۰/۵	۱۲	۲ ساعت در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه به سرعت جدا شده و فریز شود
GBM	S	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Gliadin Ab. (IgA & IgG)	S	۰/۵	۲	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Globulin	S	۰/۵	۲	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Glycosylated Hb	WB	۲	۲	۷ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Growth Hormone, GH	S	۰/۵	۳	۴ ساعت در یخچال و ۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
H.Pylori (IgG , A , M)	S	۰/۵	۵	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
Hams Test	S&W	۳	۲	۴ ساعت در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	با هماهنگی آزمایشگاه اقدام به نمونه گیری شود
Haptoglobin	S	۰/۵	۵	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HAV (Total & IgM)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Hb F	WB	۲	۷	۷ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Hb A1c	WB	۲	۳	۷ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Hb A2, Chromatography	WB	۲	۷	۷ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HBc Ab	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HBc Ab(IgM)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HBe Ab	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	این تست به گرما حساس است نمونه به سرعت جدا شود
HBe Ag	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	این تست به گرما حساس است نمونه به سرعت جدا شود
HBs Ab	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HBs Ag	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HCV	S	۰/۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HDL-Chol	S	۰/۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HDV	S	۰/۵	۱۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	این تست به گرما حساس است نمونه به سرعت جدا شود
HE4	S	۰/۵	۵	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Helicobacter Pylori Antigen in stool	F	۵ gr	۳	۲ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Hemoglobin electrophoresis	WB	۲	۷	۷ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Hemosiderin	U	۵	۴	۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Heterophil Antibody	S	۰/۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HEV	S	۰/۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
High Sensitive CRP (hs-CRP)	S	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
HIV	S	۰/۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HIV (P24)	S	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HLA Typing	WB	۵	۷	۱۰ ساعت در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	با هماهنگی آزمایشگاه اقدام به نمونه گیری شود
Homocysteine Serum	S	۲	۳	۱ ساعت در یخچال و ۷ روز در فریزر ۲۰-درجه	در دمای اتاق کاهش می یابد
HSV (IgG , IgM)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
HTLV1 (1+2)	S	۰/۵	۴	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Human epididymis protein 4, HE4	S	۰/۵	۵	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Hydatic Ab.	S	۰/۵	۶	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
IgA Total	S	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
IgE	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
IGF1	S	۰/۵	۴	۶ ساعت در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
IgFBp3	S	۰/۵	۴	۶ ساعت در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
IgG Total	S	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
IgM Total	S	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Immunoelctrophoresis	S	۱/۵	۱۲	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Immunoglobulin G Subclass 4(IgG4)	S	۱	۱۵	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Inhibin A	S	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Insulin	S	۰/۵	۲	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه ب سرعت جدا شود
Kala azar Ab.	S	۰/۵	۷	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Lactate	PE	۰/۵	۳	۲۴ ساعت در اتاق و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه در دمای اتاق پایدار است فریز نشود
LDH	S	۰/۵	۱	۵ روز در اتاق و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه در دمای اتاق پایدار است فریز نشود
Lead	WB	۰/۵	۱۲	۳ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	بایستی به همراه نمونه پرسشنامه ای تکمیل و ارسال شود

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
LH	S	۰/۵	۲	۱۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Lipase	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۲۱ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Listeria Ab. (IgG , IgM)	S	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Lithium	S	۰/۵	۱	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
LKMA	S	۰/۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Lupus Anticoagulant	PC	۰/۵	۳	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه بسرعت جدا شود
Macroprolactin	S	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Measles Ab. (IgG , IgM)	S	۰/۵	۳	۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Metanephrines Serum	S	۰/۵	۷	۱۴ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد
Mg Serum	S	۰/۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Micro Albumin (Urine 24hr & Random)	U	۵	۳	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Mono test	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
MPO Ab.	S	۰/۵	۲	۱۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Mumps Ab. (IgG , IgM)	S	۰/۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Mycoplasma Pneumonia (IgG , IgM)	S	۰/۵	۳	۱۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Myoglobin	S	۰/۵	۲	۱۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
NBT	WB	۲	۳	۱ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	آزمایش بایستی بسرعت انجام شود
NGAL	U	۵	۷	۳ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Norepinephrine	U24	۵	۷	۱۴ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد
Normetanephrine	U24	۵	۷	۱۴ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد
NT-PRO-BNP	S	۰/۵	۱	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Osmatic Fragility Test	WB	۲	۳	۱ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
Oxalate	U24	۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
p-ANCA	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
PAPP-A	S	۰/۵	۲	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Paul Bunnell (Heterophil Abs)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Pb	WB	۰/۵	۱۲	۳ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	بایستی به همراه نمونه پرسشنامه ای تکمیل و ارسال شود
Phenobarbital	S	۰/۵	۴	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Phenylalanin	PE	۱	۱۲	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Phenytoin	S	۰/۵	۴	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Phospholipid Ab. (IgG , IgM)	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
PKU	U24	۴	۵	۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Plasma Renin	PE	۰/۵	۳	۶ ساعت در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Plasma Amino Acid chromatography	PE	۱/۵	۱۲	۱ ساعت در یخچال و ۷ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Prealbumin	S	۰/۵	۵	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Pregnancy (Urine test)	U	۵	۱	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Primidone	S	۰/۵	۱۲	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Pro BNP-NT	S	۰/۵	۱	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Procalcitonine	S	۰/۵	۱	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Progesteron	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Prolactin	S	۰/۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه بشکل پولد سرم تهیه و ارسال گردد.
Protein C	PC	۰/۵	۴	۴ ساعت در اتاق و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه بسرعت جدا و روی یخ ارسال شود
Protein S	PC	۰/۵	۴	۴ ساعت در اتاق و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه بسرعت جدا و روی یخ ارسال شود
PSA(Total)	S	۰/۵	۲	۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
PTH	S	۱	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	نمونه بسرعت در لوله شیشه ای جدا و روی یخ ارسال شود
Pyruvate (plasma)	PE	۰/۵	۴	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	نمونه بسرعت جدا و روی یخ ارسال شود
Reducing Substance	U	۵	۴	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Renin Plasma	PE	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۶ ساعت در اتاق و	نمونه بسرعت جدا و روی یخ ارسال شود
RNP/SM Ab	S	۰/۵	۴	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۳ روز در یخچال و	
ROMA Index					با داشتن نتایج HE4 و CA125 محاسبه می شود
Rubella (IgM, IgG)	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
SCL 70 Ab	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Serum Immunofixation Immunoelectropho	S	۱/۵	۱۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۴ روز در یخچال و	
Serum Myoglobin	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۳ روز در یخچال و	
Serum Protein Electrophoresis	S	۰/۵	۶	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۴ روز در یخچال و	
Serum Total Protein	S	۰/۵	۱	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
Sex Hormone Binding Globulin, SHBG	S	۰/۵	۵	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
Sickle- Prep	WB	۲	۲	۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Stool Calprotectin	F	۵ gr	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
Stool Clostridium difficile Antigen	F	۵ gr	۱	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
Stool Fat	F	۵ gr	۳	۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Stool Helicobacter Pylori Antigen	F	۵ gr	۴	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
Stool Occult Blood immunoassay (FOB)	F	۵ gr	۱	۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Sucrose hemolysis Test	WB	۲	۳	۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Sudan black	F	۰/۵	۲	۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
T3	S	۰/۵	۱	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
T3 Up take	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
T4	S	۰/۵	۱	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
Tacrolimus	WB	۲	۱۰	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	همراه نمونه پرسشنامه مخصوص بایستی ارسال شود
TBG	S	۰/۵	۷	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
Testosterone	S	۰/۵	۱	۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	
Thyroglobulin Ab.	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Thyroglobulin Ag.	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Toxoplasma Ab. (IgG , IgM)	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
TPO	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
Transferrin	S	۰/۵	۴	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	
Troponine I	S	۰/۵	۱	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
TSH	S	۰/۵	۱	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۱ روز در یخچال و	
TTG Ab. (IgG , IgA)	S	۰/۵	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	
Tyrosine	PE	۱	۱۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۲ روز در یخچال و	
UE3	S	۱	۲	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Urine 17-Ketosteroids	U24	۵	۷	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Urine 5-OH Indoleacetic acid, 5HIAA	U24	۵	۷	۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۵ روز در یخچال و	
Urine Amino Acid Chromatography	U24	۵	۷	۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Urine Amylase	U2	۵	۲	۹۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Urine Aldosterone	U24	۵	۵	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۳ روز در یخچال و	
Urine Beta 2 Microglobulin	U24	۵	۳	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	
Urine Chloride	U24	۵	۱	۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه و ۷ روز در یخچال و	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

تست	نوع نمونه	حجم نمونه ml	چرخه کاری	شرایط نگهداری	ملاحظات
Urine Citrate	U24	۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine CU	U24	۵	۳	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Cystine	U24	۵	۳	۱ ساعت در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Free Cortisol	U24	۵	۲	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Free Kappa	U24	۵	۱۵	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Free Lambda	U24	۵	۱۵	۱ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Hemosiderin	U24	۵	۷	۴ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Homocysteine	U24	۵	۴	۱ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Immunoelctrophoresis	U24	۲۰	۱۲	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	به نمونه نگهدارنده اضافه نشود
Urine Keton Bodies	U24	۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Magnesium	U24	۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Metanephrine	U24	۵	۷	۱۴ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد
Urine Microalbumin	U24	۵	۳	۵ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Myoglobin	U24	۵	۳	۱۲ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	PH ادرار به ۸ تا ۹/۵ رسانده شود
Urine Na	U24	۵	۱	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Na-Nitropruside	U24	۵	۷	۱ ساعت در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine NGAL	U24	۵	۱۰	۳ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Norepinephrine	U24	۵	۷	۱۴ روز در یخچال و ۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	نمونه نباید در معرض نور قرارگیرد
Urine Oxalate	U24	۵	۴	۷ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Protein	U24	۵	۱	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Protein electrophoresis	U24	۵	۱۲	۳ روز در یخچال و ۳۰ روز در فریزر ۲۰-درجه	
Urine Reducing Substance	U	۵	۴	۲ روز در یخچال و ۱۵ روز در فریزر ۲۰-درجه	

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

ملاحظات	شرایط نگهداری	چرخه کاری	حجم نمونه ml	نوع نمونه	تست
در صورتی که میخواهید این فایل را چاپ کنید ، تنظیمات چاپگر خود را روی کاغذ A4 و بحالت Landscape تنظیم فرمایید					

راهنما	
S	= سرم
PE	= پلاسمای EDTA
PC	= پلاسمای سیترا ته
F	= مدفوع
WB	= (همانند نمونه CBC همراه با ضد انعقاد EDTA) خون کامل
U	= ادرار راندوم
U24	= ادرار ۲۴ ساعته
BF	= مایعات مختلف بدن
	= با هماهنگی قبلی