

آزمایشگاه تشخیص طبی دانش

www.lab-danesh.ir

Email ; labdanesh@yahoo.com

دستورالعمل مربوط به اخذ نمونه از مادران باردار

جهت آزمون های غربالگری سلامت جنین

الزامات نمونه گیری، زمان جداسازی و نگهداری سرم و چرخه کاری

۱- وجود درخواست پزشک برای انجام آزمایش ها

۲- بررسی مناسب بودن سن حاملگی و تطبیق آن با نوع آزمایش درخواستی در هنگام پذیرش

از هفته ۱۱ بارداری تا ۱۳w+6d	از هفته ۱۴ تا ۱۷ بارداری
PAPP-A Free- β HCG	AFP, Esteriol β HCG titrage, Inhibin A

۳- ارائه جزوه آموزشی «راهنمای تست های غربالگری» به بیمار به منظور اطلاع رسانی وی

۴- تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز توسط بیمار و کنترل آن توسط متصدی پذیرش

۵- ضمیمه نمودن کپی آخرین سونوگرافی بیمار و کنترل اطلاعات درج شده در آن که باید واجد اطلاعات زیر باشد

الف) اندازه CRL در جنین ب) اندازه NT در جنین ج) تعداد جنین

۶- برای نمونه گیری شرایط ناشتا بودن الزامی نیست، بهتر است مادر ۳-۴ ساعت ناشتا باشد که سرم شیلومیکرون نباشد.

۷- برای انجام آزمایش های مرحله اول (دابل مارکر) نیاز به ۵ml خون تام و برای آزمایش های مرحله دوم (تریپل و کواد مارکر) نیاز به ۱۰ml خون تام بدون نیاز به ماده ضد انعقاد می باشد

۸- درج نام مادر، تاریخ و زمان نمونه گیری روی لوله ها

۹- سرم می بایست در کمتر از ۲ ساعت جدا شود و تا زمان انجام در دمای ۲-۸ درجه یخچال نگهداری شود

۱۰- چرخه کاری آزمایشگاه برای انجام تستهای غربالگری از زمان پذیرش تا ارائه جواب ۳ روز می باشد

اصفهان - بزرگراه خیام تقاطع جهاد (صارمیه) نبش کوچه ۵۷

تلفن ۲۲۳۵۲۸۲۵ و ۳۲۳۳۱۳۸۶ (۰۳۱)